

SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
YÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Phong, ngày 05 tháng 5 năm 2022

số: 174 /TTYT-DVTTB
v/v báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy
chạy thận nhân tạo Dialog+

Kính gửi:

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ kế hoạch bảo dưỡng máy chạy thận năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong;

Căn cứ phê duyệt thực hiện bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Dialog+ ngày 28/4/2022;

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh xin mời quý Công ty, tổ chức báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Dialog+ cụ thể sau:

(Có danh mục kèm theo)

Báo giá xin gửi về Trung tâm Y tế huyện Yên Phong: Thị Trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trước ngày 10/5/2022.

Số điện thoại liên hệ: 0943.54.1983

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, Dược-VT-TBYT.



Nguyễn Hoài Nam



DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số 177/TTYT-DVTTB ngày 05/5/2022 của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong)

| Stt | Tên hàng hóa, dịch vụ | Nội dung bảo dưỡng | Số lượt bảo dưỡng | ĐVT | Số lượng |
|-----|--|---|-------------------|-----|----------|
| 1 | Bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Dialog+ (Bao gồm vật tư, dụng cụ chuyên dụng phục vụ công việc) | <ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra bên ngoài máy xem có hư hỏng, bánh xe có di chuyển được không.- Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lực của máy- Vệ sinh, kiểm tra bộ nguồn chính- Vệ sinh, kiểm tra Power board Motor- Vệ sinh, kiểm tra Power board Valve- Vệ sinh, kiểm tra bo mạch chính Mother board- Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Digital board- Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Analog board- Căn chỉnh nhiệt độ TSBIC, TSD, TSD-S, TSH, TSE- Căn chỉnh Sensor áp lực Degassing PE- Căn chỉnh Sensor áp lực máu PV, PA,- Căn chỉnh Sensor độ dẫn BICLF, ENDLF, ENDLF-S- Căn chỉnh None return valve RVFPE, RVFPA, RVDA- Căn chỉnh Touch screen; loa speaker- Căn chỉnh giá trị Stroke value của bơm UF(bơm rút ký), Bicard(bơm dịch B), Concentrate(bơm dịch A)- Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy | 2 lượt/máy/năm | Máy | 11 |